

Eszközeink bemutatása

Fizioterápia: négyrekeszes galván-kád (T-4K-E típusú)

A készülék sokkal kényelmesebb, biztonságosabb és jobb hatásfokú, mint a régi elavult készülék volt. A berendezést korszerű vezérlőpanellel látták el, így lehetőség van többféle áramforma kiválasztására, amivel a betegségek kezelése sokkal célzottabban történhet.

A galvánfürdő vezérlő rendszere biztonsági okokból automatikus ellenőrzést végez be-és kikapcsoláskor, áram-ingadozáskor, és minden esetben azonnal jelzi, ha működés közben bármilyen zavar támad. (pl. a beteg a kezelt végtagot kiemeli a vízből). A biztonsági rendszer miatt áramütés-szerű érzet nem jöhet létre. A kezelés beállított időtartamát a kezelőpanel időmérője méri, a kezelés végét sípoló hang jelzi, és ezzel egyidejűleg az áramerősség fokozatosan a nullára csökken.

A négyrekeszes galván-készülék, - mely típusból Budapesten kevés létezik - alkalmas a karok, lábak elektromos kezelésére, 1, 2, 3, ill. a 4 végtag egyidejű galván-kezelésére is.

Gyógytorna kezelőágy. Az ágy magassága állítható, rendelkezik mozgatható kar-és fejtámasszal, melynek közepén lévő nyílás a hason fekvő kezelést teszi kényelmessé. Az állítható részek lehetővé teszik a betegek - a torna szempontjából - megfelelő elhelyezkedését, a beteg, illetve sérült végtag, testrész optimális helyzetbe hozását, a jobb hozzáférhetőséget,.

Mindez a gyógytorna hatékonyságát fokozza, így a betegek gyorsabban és eredményesebben gyógyulhatnak. Ugyanakkor a gyógytornászok is könnyebben tudnak a kezelendő testrészhez hozzáférni, ezért az ő munkájuk is könnyebbé válik (a kezelés során nem kell kényszerhelyzetben lenniük).